



ANILLO DE SEGMENTO

MATERIAL PMMA

Modelo	FCS-10
Longitud	9 mm
Longitud del gancho de fijación	0.40 mm

Descripción del producto	Diseñado para una segura colocación antes de la Facoemulsificación, con un ojal de fijación que es seguro con un gancho de iris modificado y/o una sutura para retirar la lente del área ocular.
Usos	Se utilizan en diversas situaciones para abordar problemas específicos relacionados con la córnea y la visión. Estos anillos son herramientas que pueden ofrecer soluciones específicas para problemas corneales y refractivos, y su aplicación varía según el caso clínico.