

ELECTROCIRUGÍA

AGUJAS DE MICRODISECCIÓN



Medidas	2" (5.1cm)
Presentaciones	<ul style="list-style-type: none">10/cajaPunta rectaPunta Angulada 45°
Descripción del producto	<p>La aguja de tungsteno está aislada con un revestimiento dieléctrico de alta temperatura que confina la energía a la punta. Se coloca en un soporte de acero inoxidable que encajará en una pieza de mano de corte/coagulación estándar.</p>
Usos	<p>Son efectivas para enfocar la energía monopolar en el tejido objetivo, logrando así un corte preciso con una quemadura o carbonización mínima y un daño mínimo al tejido periférico.</p>