

SOLUCIÓN OFTÁLMICAS

AZUL BRILLANTE G



Concentración	Solución de azul brillante G al 0,05 %
Presentaciones	vial de vidrio (1ml) caja x 5 unid.
Descripción del producto	Solución acuosa estéril, libre de pirógenos, de color azul. Contiene Brilliant Blue G, un nuevo tinte de trifenilmetano no tóxico que tiñe selectivamente la ILM para facilitar la exfoliación completa durante la cirugía de retina. Biocompatible y no tóxico. Sin efectos secundarios fotoinducidos. Sin reacciones inflamatorias.
Usos	Teñir y visualizar selectivamente la membrana limitante interna, facilitando la eliminación del tejido y reduciendo el riesgo de daño retiniano. Repara los agujeros de la mácula.