

TIRAS OFTÁLMICAS FLUORESCEÍNA SÓDICA



| | |
|---------------------------------|---|
| Concentración | 1,0 mg de Fluoresceína Sódica x tira |
| Presentaciones | Caja x 100 tiras estériles |
| Descripción del producto | Son tiras estériles, fabricadas con un pequeño trozo de papel o plástico, que está impregnado con 1,0 mg de Fluoresceína sódica. Cada tira esta empacada de forma individual. |
| Usos | Son herramientas de diagnóstico comúnmente utilizadas por los oftalmólogos para evaluar lesiones en la córnea, defectos epiteliales y otros trastornos de la superficie ocular. |